

アリケイス®による治療を受ける方へ

洗浄・消毒のために準備いただくもの

アリケイスによる吸入治療では、
毎日の吸入後に吸入に使用した部品の洗浄・消毒が必要になります。
治療開始前に、以下の物品をご購入ください。

必ず準備ください

超音波クリーナー
(42キロヘルツ程度のもの)



どちらかを準備ください

蒸気式消毒器
(アーストレック社製のもの)



水道水をご使用ください

鍋での煮沸消毒に使う
蒸留水または精製水



にほんやつきよくほう
精製水は日本薬局方と記載のある
ものをご購入ください

毎日500mLのボトル1本程度が必要なため、
月に30本程度を準備する必要があります

上記物品の入手方法

各物品は以下の方法で入手可能です。
ご不明な点は裏面に記載しているアリケア サポートまでお問い合わせください。

	超音波クリーナー	蒸気式消毒器	蒸留水・精製水
二次元コードより製造元の アーストレック社の専用サイト にアクセスし購入する	○	○	—
ウェルカムパックに入っている ハガキで注文し購入する	○	○	—
インターネット上の通販サイトで 購入する	○	○	○
取り扱いのある調剤薬局で購入する	取り扱いがあるか直接お問い合わせください		
取り扱いのある電器店で購入する	取り扱いがあるか 直接お問い合わせください	—	—

洗浄・消毒のために準備いただくもの

併せて以下のものもご準備ください。

洗浄時に使用するもの



ペーパータオル



食器用洗剤

ハンドセットが入る大きさ
(500mL程度の容量があるもの)



洗浄のための容器*

煮沸消毒時に使用するもの

蒸気式消毒器をご使用になる場合は不要です



煮沸消毒用の鍋*



タイマー

乾燥時に使用するもの



清潔な布*

* 常に清潔な状態に保つ必要があるため、なるべくアリケイスの吸入に使用した部品専用にした方がよいでしょう

ご不明な点がございましたら、アリケア サポートにお電話ください

 **0120-384-600**

【朝8時～夜10時 365日】

アリケア サポートをご利用いただく場合、以下のリンク先の「アリケア サポート個人情報保護方針」にご同意いただいたものとみなされます。
<https://aricare.net/kojinjouhou/>

アリケイスの販売名はアリケイス®吸入液590mgです

Insmed®, Insmed logo, インスメッド® and アリケイス® are registered trademarks of Insmed Incorporated.
All other trademarks referenced herein are the property of their respective owners.

インスメッド合同会社

東京都千代田区永田町二丁目10番3号
東急キャピトルタワー13階

<https://insmed.jp>

【問い合わせ先】
メディカルインフォメーションセンター
電話：0120-118808

2025年7月作成
PP-ARIK-JP-01841

© 2025 Insmed GK. All Rights Reserved.